



# Pico Joy

Le PicoJoy permet de contrôler un fauteuil roulant, un PC, une tablette ou une console avec une précision extrême. Disponible en 3 sensibilités (**10 g, 6 g, 2 g**), il détecte les plus faibles mouvements (doigts, lèvres,...). Dispose de plusieurs embouts à fixation magnétique. Idéal pour les besoins très spécifiques à faible force, dans un format miniature.



Ce produit est un dispositif médical de classe I  
conforme au Règlement (UE) 2017/745




**Force  
d'actionnement:**

10gr/f

6gr/f


2gr/f



**Solide:**

Corps aluminium

axe en inox




**Connectivité:**

Fauteuil roulant

PC

Consoles de jeux

Tablette



**Compact:**

45mm de haut

16mm de diamètre

**CEL Rehab SAS**

Site de production: 9 route de Poitiers 79300 Bressuire St Sauveur

[cel-rehab.com](http://cel-rehab.com)

[contact.celrehab@gmail.com](mailto:contact.celrehab@gmail.com)