




# Joy 100

# Joy 250

Le **Joy 100** et le **Joy 250** sont deux joysticks compacts offrant respectivement des forces d'activation de **100 g/f** et **250 g/f**. Leurs fixations peuvent se faire soit via une connexion latérale en **1/4"**, soit par le dessous avec 4 vis **M5**. Chaque côté dispose d'emplacements pour la fixation de contacteurs supplémentaires.


Ils disposent également de nombreux embouts en option. Robustes et dotés d'un corps en aluminium épais, ils sont idéaux pour une utilisation au menton ou à la main.



**Force  
d'actionnement:**


100gr/f

250gr/f



**Solide:**

Corps aluminium




**Connectivité:**

Fauteuil roulant

PC

Consoles de jeux

Tablette



**Compact:**

80mm de haut

46mm de cotés

**CEL Rehab SAS**

Site de production: 9 route de Poitiers 79300 Bressuire St Sauveur

[cel-rehab.com](http://cel-rehab.com)

[contact.celrehab@gmail.com](mailto:contact.celrehab@gmail.com)